

VARROAKONTROLL MED PUDERSOCKER

(*Bieneninstitut Kirchhain – översatt av Gideon Önnestam*)

Tekniken bygger på att kontrollera det allmänna varroatrycket i samhället. Det innebär att provet ska tas i skattlådan eller vid sidan av yngelklotet. Inte direkt på yngelramarna!

Vi behöver en måttbägare storlek 100 ml som vi fyller rågad med bin. (50gr bin vid vågkontroll)

Dessutom så behöver vi en siktbägare med lock och nätbotten. (maskstorlek c.a. 3mm, bina får ej komma igenom). Bägervolym 750-1000ml

I övrigt så är det bra att ha en finsil från en honungsdubbelsil

Och en hink att sätta denna på

Pudersockret som vi använder måste vara torrt och klumpfritt. (35 gr. till varje behandling/samhälle)

Och så här gör vi: Måttbägaren med bin töms i siktbägaren och locket sätts på. Siktbägaren ställs med nätet uppåt vågrätt i finsilen som står över en honungshink. 3 matskedar florsocker (35 gr)sprids med små skakrörelser genom nätet över hela ytan med bin. Det är viktigt att bina blir jämnt bepudrade! Siktbägaren skakas lätt så att pudersockret fördelas ordentligt. Låt siktbägaren stå i 3 minuter. Vänd den sedan och skaka den ordentligt över finsilen så att pudersockret med varroor rasar ner genom nätet i siktbägaren. Skaka tillbaka bina i samhället tillsammans med florsockret i hinken. De varroor som du har i finsilen ger dig sedan möjlighet att bedöma vilken behandling som du ska använda.

Kontrolltiden	Juli	Augusti	September
Samhälle på den säkra sidan	< 5 Kvalster	< 10 Kvalster	< 15 Kvalster
Behandling snart nödvändig	5 – 25 Kvalster	10 – 25 Kvalster	15 – 25 Kvalster
Behandling omedelbart nödvändig	> 25 Kvalster		



Vera Poker o. Bruno Binder-Köllhofer (Bieneninstitut Kirchhain)